

GLO PRO POWER



Fazit

„GLO PRO POWER überzeugt als effektives, schonendes und komfortables Zahnaufhellungssystem für den Heimgebrauch. Es verbindet professionelle Ergebnisse mit hohem Anwendungskomfort und einem modernen Lifestyle-Ansatz. Die Kombination aus kurzer Anwendungszeit, schmerzfreier Behandlung und sichtbaren Resultaten macht das System zu einer ausgezeichneten Wahl für ästhetisch bewusste Patient:innen.“

Ilkan Apaydin

Klinischer Anwenderbericht – GLO PRO POWER

Ilkan Apaydin, Dentalhygieniker und Präventionsmanager B.Sc., hat das GLO PRO POWER System über einen Zeitraum von vier Tagen getestet – mit je zwei Anwendungen pro Tag à 8 Minuten. Ziel war es, die Alltagstauglichkeit, Wirksamkeit und Verträglichkeit des Systems unter praxisnahen Bedingungen zu evaluieren.

Bereits während der Anwendung zeigte sich: Das System ist komfortabel, leicht verständlich und problemlos in den Tagesablauf integrierbar. Das Mundstück sitzt angenehm, und durch die integrierte Lippenpflege entsteht ein rundum angenehmes Gefühl während der Behandlung.

Besonders hervorzuheben ist die schnelle Wirkung: Schon nach den ersten Sitzungen war eine deutliche Aufhellung der Zähne sichtbar. Obwohl Ilkan Apaydin bereits eine helle Ausgangsfarbe hatte, konnte eine wahrnehmbare Verbesserung der Strahlkraft festgestellt werden. Das Ergebnis wurde als sanft, aber sichtbar beschrieben.

Auch die Verträglichkeit überzeugte: Es traten nur minimale Empfindlichkeiten an den Zahnhälsen auf, die als gut aushaltbar eingestuft wurden. Bei klinisch intaktem Zahnschmelz würde er die Behandlung insgesamt als schmerzfrei bewerten.

Zu den größten Vorteilen zählt sie:

- Einfache Anwendung, die auch in einen vollen Alltag passt
- Sichtbare Ergebnisse in kurzer Zeit
- Hohe Verträglichkeit, auch bei sensiblen Patient:innen
- Professioneller Look durch hochwertiges Etui & Geräte-Design
- Ideal als Ergänzung zu In-Office-Behandlungen oder zur Auffrischung

Lediglich kleine Anmerkungen:

- Nach dem Auftragen blieb gelegentlich ein subjektiv wahrnehmbarer Rest im Gel-Pod zurück, was das Gefühl vermittelte, nicht den gesamten Inhalt nutzen zu können
- Der Silikonüberzug des Mundstücks wurde durch Speichelkontakt stellenweise lockerer – eine Optimierung an den Rändern könnte die Passform noch verbessern

Ihr abschließendes Fazit lautet:

„GLO PRO POWER ist ein effektives, komfortables und modernes Zahnaufhellungssystem für Zuhause. Die Kombination aus kurzer Anwendungszeit, hoher Verträglichkeit und ästhetisch ansprechendem Design macht es zu einer hervorragenden Option für anspruchsvolle Patient:innen. Ich empfehle es klar weiter – sowohl für die Eigenanwendung als auch als Ergänzung zur professionellen Praxisbehandlung.“



Professionelle Zahnaufhellung neu gedacht

Mit dem GLO PRO POWER bringt GLO Science eine echte Innovation in die Zahnaufhellung für Zuhause. Das kabellose Home-Bleaching-System kombiniert Licht, Wärme und ein geschlossenes System – für maximale Effizienz bei minimalem Aufwand.

Dank der G.L.O. Technologie (Guided Light Optics) dringt das enthaltene 6 % H₂O₂-Gel tief in die Zahnstruktur ein, ohne zu verlaufen oder das Zahnfleisch zu irritieren. Die Anwendung ist schnell (nur 2 x 8 Minuten täglich), komfortabel und vollständig schmerzfrei – ganz ohne Abdruck, ohne Schiene, ohne Labor.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Bis zu 5 Farbstufen hellere Zähne
- Nur 16 Minuten tägliche Anwendungszeit
- Keine Sensibilitäten
- Veganes, tierversuchsfreies Bleachinggel
- Preisgekrönt als TOP Product 2024 (Dental Advisor)

