

bisico

Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 3
33611 Bielefeld
Germany

Tel. + 49 (0) 521 8 01 68 00

Fax + 49 (0) 521 8 01 68 01

E-Mail info@bisico.de

Web www.bisico.de

Micro Esthetic Gingiva

Hochviskoses, fließfähiges Komposit zur
ästhetischen Restauration von Rezessionen.



Micro Esthetic Gingiva



G - L
Light



G - M
Medium



G - D
Dark



G - SD
SuperDark

Micro Esthetic Gingiva

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
G-L	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75076
G-M	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75077
G-D	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75078
G-SD	2g Spritze, 5 Appli-Tips silber	75079

bisico®

Micro Esthetic Gingiva

Zahnfleischfarbenes Komposit zur ästhetischen Restauration von Rezessionen.

Micro Esthetic Gingiva ist ein fließfähiges, zahnfleischfarbenes Komposit zur ästhetischen Restauration von Rezessionen. Die Anwendung erfolgt direkt im Mund des Patienten.

- ✓ Schicht- und mischbar
- ✓ Exakte Nachbildung des natürlichen Gingiva
- ✓ Einfaches Farbsystem
- ✓ Hoch Röntgenopak (210% Al)
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Bis-GMA frei
- ✓ Gute Polierbarkeit
- ✓ Sicherstellung einer langfristigen Hygiene
- ✓ Haftung mit allen handelsüblichen Adhesiven (z.B. Bisico E-Bond LC)

Biegefestigkeit	>148 MPa
Elastizitäts-Modul	>13485 MPa
Druckfestigkeit	>394 MPa
Vickers Härte	>770 MPa
Füllstoffgehalt	77%
Radioopazität	210% Al

Micro Esthetic Gingiva in der Praxis

Vorher



Nachher



Farben:

