

Aufklärungsbogen GLO Pro Home

Sehr geehrter Patient,

Ihr Bleaching Set ist für einen Behandlungszeitraum von max. 10 aufeinanderfolgenden Tagen konzipiert. Pro Tag verwenden Sie **eine Bleaching Gelkapsel**, welche jeweils für **4 hintereinanderfolgende Durchgänge à 8 Minuten** vorgesehen ist.

Anwendung:

1. Zähne putzen
2. Lippenbalsam auftragen
3. Reichlich Gel auf die Zähne pinseln
4. Mundstück einsetzen
5. Gerät starten
6. Gerät schaltet nach 8 Minuten selbstständig ab
7. Mund ausspülen und Mundstück abspülen
8. Vorgang wiederholen von Punkt 3 bis 8, insgesamt vier Durchgänge

Für das bestmögliche Behandlungsergebnis meiden sie während des Behandlungszeitraums:

- Fluoridhaltige Zahnpasta
- Kaffee und Tee
- Tabak
- Rotwein
- Braune und rote Soßen
- Spinat
- Curry
- Senf und Ketchup
- Cola
- Rote Beete

Achtung

Bitte lesen Sie das beiliegende Benutzerhandbuch gründlich.

Bei Empfindlichkeiten im Mundraum oder allergischer Reaktionen brechen Sie die Behandlung unverzüglich ab und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen strahlenden Lächeln.