

**bisico**<sup>®</sup>

Bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co.KG  
Johanneswerkstraße 3  
33611 Bielefeld

Tel.: 0521 - 80 16 800  
Web.: [www.bisico.de](http://www.bisico.de)

Jetzt bestellen



# Nanofill unique

Einzigartige Farbanpassung dank  
Chamäleon-Effekt

# Nanofill unique

## Universal Komposit mit Chamäleon-Effekt

**Nanofill unique** ist ein universal Micro-Hybrid Komposit für direkte und indirekte Restaurationen (Inlays, Onlays, Veneers) sowie Füllungen der Kavitätenklassen I-V.

Alle klassischen Vita-Farbtöne werden dank des Chamäleon-Effekts von **Nanofill unique** abgedeckt. Eine Transparenz von 8% ermöglicht eine exzellente Farbanpassung der Restauration an die natürliche Zahnfarbe der angrenzenden Zahnstruktur.

**Nanofill unique** vereint Top-Ästhetik und gutes Handling. Eine leichte Modellierbarkeit sowie eine optimale Adaption an die Kavitätenwände zeichnen **Nanofill unique** aus. Durch höchste Polierbarkeit erhält die fertige Restauration einen perfekten Glanz. Hervorragende physikalische Eigenschaften garantieren langlebige Restaurationen.

Mit einer Spritze wird das gesamte Farbspektrum abgedeckt. Überlagerung von seltenen Farben werden vermieden sowie die Lagerbestände reduziert. **Nanofill unique** ermöglicht ein effizientes Arbeiten: Wegfall der Farbbestimmung und Reduzierung von Fehlern durch falsche Farbauswahl.



”  
*Abdeckung aller Vita-Farben durch ein einziges Komposit*  
”

