

E-CEM DC



ÄSTHETISCH, SICHER UND GUT

E-Cem DC ist ein innovativer selbstadhäsiver, dualhärtender, universal anwendbarer Composite-Zement aus dem Hause bisi-co. Er kann sowohl zur permanenten Befestigung indirekter Restaurationen aller Art als auch für Wurzelkanalstifte eingesetzt werden.


E-Cem DC zeichnet sich durch besondere Farbstabilität und zahnähnliche Fluoreszenz aus. So sind speziell bei transluzenten Keramiken hochästhetische Restaurationen möglich. Durch die transluzente Farbe ergibt sich ein unsichtbarer Abschluss zwischen Zahn und Restauration. Spätere Verfärbungen des Zementes sind wegen der hohen Qualität der Farbpigmente in E-Cem DC ausgeschlossen.

Eine schnelle und komfortable Applikation, ohne Ätzen, Primern und Bonden ist zeitsparend und wenig belastend für den Zahn. Gute Haftwerte und ein optimales Abbindeverhalten, mit anfangs geringer Schrumpfung und anschließend einer leichten Expansion, ermöglichen dauerhafte Restaurationen ohne Bildung von Rissen und Kapillarspalten.

Dank seiner gelartigen Konsistenz lässt sich E-Cem DC in einer sehr dünnen Schicht auftragen und Überschüsse sind leicht zu entfernen. Post-operative Sensitivitäten werden durch die rasche Neutralisierung des PH-Wertes vermieden und prädestinieren E-Cem DC als idealen, selbststützenden Zement.


WIE BEURTEILEN SIE DIE KONSISTENZ?

53 % zwei
34 % eins
9 % drei
3 % vier




WIE BEURTEILEN SIE DAS HANDLING?

47 % eins
34 % zwei
16 % drei
3 % vier




WIE BEURTEILEN SIE DIE ÜBERSCHUSSENTFERNUNG?

47 % zwei
44 % eins
6 % drei
3 % vier




WIE BEURTEILEN SIE DEN RANDSCHLUSS?

50 % zwei
34 % eins
9 % drei
3 % vier
3 % keine Angabe




WIE BEURTEILEN SIE DIE VERARBEITUNGSZEITEN?

44 % eins
25 % zwei
16 % drei
6 % vier
6 % fünf
3 % keine Angabe




WIE BEURTEILEN SIE DIE ÄSTHETIK?

50 % zwei
44 % eins
6 % drei



WÜRDEN SIE E-CEM DC IHREN KOLLEGEN WEITEREMPFEHLEN?

78 % ja
16 % nein
6 % Keine Angabe



WELCHE GESAMTNOTE

WÜRDEN SIE E-CEM DC GEBEN?

66 % zwei
19 % eins
9 % drei
6 % vier

