

35,50 €
28,40€
Sie sparen 20%

BisiCAL

Bioaktives, lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Kalziumsilikat zur Pulpaüberkappung mit MTA-Füllstoffen

BisiCAL ist ein bioaktives, lichthärtendes, harzverstärktes Pulpaüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen. Durch die Freisetzung von Kalziumionen fördert BisiCAL die Bildung von Tertiärdentin und gewährt einen sicheren Pulpaschutz. Der hohe pH-Wert wirkt bakterizid, unterstützt die Heilung und schützt vor Überempfindlichkeit.

BisiCAL ist tolerant gegenüber Feuchtigkeit und weist eine gute Radioopazität auf. Dank seines thixotropen Verhaltens kann BisiCAL, selbst in sehr tiefen Kavitätenpräparationen, sehr präzise appliziert werden.

- ✓ Harzmodifizierter MTA-Zement, lichthärtend
- ✓ Bioaktiv: setzt Kalzium frei, fördert die Apatitbildung
- ✓ Hoher pH-Wert
- ✓ Guter Schutz der Pulpa auch in sehr tiefen Kavitäten
- ✓ Stimuliert die Bildung von Tertiärdentin
- ✓ Gute Radioopazität



Lieferform	Art.-Nr.	UVP	Preis
BisiCAL, 1x4g Spritze	76500	35,50€	28,40 €
BisiCAL SET, 4x4g Spritze	76510	130,00€	104,00 €

Nanofill unique

Universal Komposit mit Chamäleon-Effekt

Das Nano-Hybrid Komposit Nanofill unique deckt dank des Chamäleon-Effekts nahezu alle klassischen Vita-Farbtöne ab. Mit einer Transluzenz von 8% ermöglicht Nanofill Unique eine hervorragende Farbanpassung der Restauration an die natürliche Zahnfarbe der benachbarten Zahnstruktur. Durch Absorbierung und Reflektierung des einfallenden Lichtes, wird die Farbe der angrenzenden Zahnstruktur übernommen. Dies ermöglicht eine nahezu unsichtbare Integration der Restauration in den natürlichen Zahn.

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Exzellente Farbanpassung - auch nach einer Zahnaufhellung
- ✓ Einfache Modellierbarkeit und optimale Kavitätenanpassung
- ✓ Höchste Polierbarkeit für perfekten Glanz
- ✓ Langlebige Restaurationen dank hervorragender physikalischer Eigenschaften
- ✓ Effiziente Arbeitsprozesse durch Vereinfachung der Farbwahl
- ✓ Reduzierte Lagerhaltung und Vermeidung von Farbüberschneidungen

Lieferform	Art.-Nr.	UVP	Preis
Nanofill unique, 4g Spritze	74160	51,50€	38,63 €
Nanofill unique, 20x0,3g Capsules	74161	61,90€	46,43 €
Nanofill unique flow, 20x0,3g Capsules	74063	68,50€	51,38 €



ab **38,63€**
Sie sparen 25%



NEU

Die Lösung für biokompatible Zahnfüllungen

Entdecken Sie My Bio – das innovative, lichthärtende Bio-Komposit, das höchste Ansprüche an Ästhetik und Biokompatibilität erfüllt.

Herkömmliche Kunststofffüllungen enthalten oft Monomere wie Bis-GMA, TEGDMA und HEMA. Das fortschrittliche Komposit My Bio ist **frei von BisGMA (BPA), TEGDMA, HEMA und EGDMA** – den häufigsten Auslösern von Allergien und Unverträglichkeiten in Kunststoff-Füllungs-materialien und bietet gleichzeitig eine natürliche Ästhetik für ein strahlendes Lächeln.

Mit seiner herausragenden Modellierbarkeit und exzellenten Polierbarkeit ermöglicht es präzise, natürlich aussehende Restaurationen. Wählen Sie My Bio für langlebige Zahnfüllungen, die sicher, verträglich und einfach in der Anwendung sind.

Vorteile auf einen Blick

- ✓ Frei von schädlichen Monomeren (BisGMA, BPA, TEGDMA, HEMA, EGDMA)
- ✓ Hohe Biokompatibilität, reduziert Allergierisiken
- ✓ Hervorragende Modellierbarkeit und Polierbarkeit
- ✓ Hohe Verschleiß- und Biegefestigkeit
- ✓ Natürliche, lebendige Farbgebung für ästhetische Restaurationen
- ✓ Exzellente Röntgenopazität für verbesserte Diagnostik



53,90 €
35,04€
Sie sparen 35%

Lieferform	Farbe	UVP	Preis
My Bio, 5g Spritze	A1, A2, A3, bleach	53,90€	35,04 €
My Bio flow-viscous, 2g Spritze	A1, A2, A3, A3,5	23,50€	15,28 €

Bisico Bulk Fill

Hochviskoses, fließfähiges Komposit mit 4 mm Schichtstärke

- ✓ Geringer Schrumpf < 3%
- ✓ **Zeitsparende, schnelle Verarbeitung** in der Bulk-Fill-Technik, 4 mm Schichtstärke
- ✓ Physikalische Werte wie ein stopfbares Komposit
- ✓ **Hochviskos und Fließfähig** - Ausgezeichnete Adaption an Kavitäten
- ✓ **Höchste Biokompatibilität** - frei von BisGMA (BPA), TEGDMA, HEMA, EGDMA



ab **38,93€**
Sie sparen 25%

Lieferform	Art.-Nr.	UVP	Preis
Bulk Fill Spritze, 2x2g Spritze	75054	51,90€	38,93 €
Bulk Fill Capsules, 20 Capsules à 0,25g	75057	68,50€	51,38 €

Micro Esthetic Gingiva

Fließfähiges, zahnfleischfarbenes Komposit zur ästhetischen Restauration von Rezessionen

- ✓ Schicht- und mischbar
- ✓ Hoch Röntgenopak (210% Al)
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Gute Polierbarkeit
- ✓ Höchste Biokompatibilität - frei von BisGMA (BPA), TEGDMA, HEMA, EGDMA



28,50 €
21,38€
Sie sparen 25%

Lieferform	Farbe/Art.-Nr.	UVP	Preis
Micro Esthetic Gingiva Spritze, 2g Spritze	L, M, D, SD	28,50€	21,38 €
Micro Esthetic Gingiva Set, 4 x 2g Spritzen (1xL, 1xM, 1xD, 1xSD)	75080	112,-€	84,00 €

Micro Esthetic

Lichthärtendes Micro-Hybrid-Komposit für alle Arten von Füllungen

- ✓ Ästhetisches Erscheinungsbild, auch unter künstlichen Lichtquellen
- ✓ Höchste Abrasionsfestigkeit durch dichtes Füllstoffgefüge (0,05 – 1,5 µm)
- ✓ Transparenz und Transluzenz angepasst an die natürliche Zahnschubstanz
- ✓ Ausgezeichnete Hochglanzpolierbarkeit
- ✓ Gute Modellierbarkeit und Anpassungsvermögen an die Kavitätenkanten und -wände.



ab **37,43€**
Sie sparen 25%



Lieferform	Farbe	UVP	Preis
Micro Esthetic, 5g Spritze	A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, OA, Clear, bleach	49,90€	37,43 €
Micro Esthetic, 20 Capsules à 0,25g	A1, A2, A3, A3,5, B2, grey	65,50€	49,13 €

bisico® Produkte

SPECIAL OFFERS

bis zu 37 % sparen



