

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin,

Ihr Bleaching Set **GLO PRO POWER** ist für einen Behandlungszeitraum von 5 aufeinanderfolgenden Tagen konzipiert.

Pro Tag verwenden Sie eine Bleaching Gelkapsel, welche jeweils für **2 hintereinanderfolgende Durchgänge à 8 Minuten** vorgesehen ist.

VORBEREITUNG

Lege das GLO PRO Power Gerät in die Ladehülle. Schließe das USB Kabel auf der hinteren Seite der Hülle an und lade das Gerät für ca. 5 Stunden (Gerät leuchtet, wenn es lädt).

ANWENDUNG

1. Zähne putzen.
2. Mit dem Finger auf das GLO PRO drücken bis sich das Gerät einschaltet (Anzeigelicht leuchtet weiß und vibriert). Das Mundstück leuchtet nicht, aber das Gerät ist angeschaltet.
3. Lippenbalsam auf die Lippe auftragen.
4. Bleaching Gel Capsel nehmen und etwas Gel (Erbsengroße Portion) auf den Pinselspitzen-Applikator drücken.
5. Gel auf die Zähne pinseln.
6. Mundstück in den Mund geben und auf die GLO PRO Anzeige drücken. Das Mundstück beginnt zu leuchten.
7. Kurz vor Ende der 8-minütigen Sitzung vibriert das Gerät und die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Nach 8 Minuten erlischt die Mundstückbeleuchtung.
8. Punkt 4 bis 7 **ein weiteres Mal** wiederholen.
9. Gerät durch drücken der GLO PRO Anzeige ausschalten.
10. Mundstück mit Wasser abspülen und in die Ladehülle zurücklegen.

Für das bestmögliche Behandlungsergebnis meiden Sie während des Behandlungszeitraums:

- Fluoridhaltige Zahnpasta
- Tabak
- Rotwein
- Braune und rote Soßen
- Spinat
- Curry
- Senf und Ketchup
- Cola
- Rote Beete

Achtung

Bitte lesen Sie das beiliegende Benutzerhandbuch.

Bei Empfindlichkeiten im Mundraum oder allergischer Reaktionen brechen Sie die Behandlung unverzüglich ab und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen strahlenden Lächeln.