

<b>ABSCHNITT 1.      <u>Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung</u></b>	
<b>1.1 Produktidentifikator:</b>	
<b>Produktnummer:</b>	<b>82050</b>
<b>Handelsname:</b>	<b>BISICO Cem DC</b>
<b>Handelsartikelnummer:</b>	<b>75240, 04440</b>
<b>1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:</b>	
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
<b>Verwendung des Stoffes / des Gemisches:</b>	
Zement für Kronen und Brücken	
<b>1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:</b>	
<b>Hersteller/Lieferant:</b>	
BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG Johanneswerkstraße 3 D-33611 Bielefeld	
Tel.: +49 521 8016800 Fax: +49 521 8016801 Email: info@Bisico.de	
<b>Auskunftsgebender Bereich:</b>	
BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG Tel.: +49 521 8016800 (8-16:00Uhr)	
<b>1.4 Notrufnummer:</b>	
BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG S. Zimmermann Tel.: +49 521 8016800 (8-16:00Uhr)	
<b>ABSCHNITT 2.      <u>Mögliche Gefahren</u></b>	
<b>2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:</b>	
<b>2.1.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008:</b>	entfällt
<b>Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:</b>	entfällt
<b>Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:</b>	
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.	
<b>2.2 Kennzeichnungselemente:</b>	entfällt
<b>Gefahrenpiktogramme:</b>	entfällt
<b>Signalwort:</b>	entfällt

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG, die für den Endverbraucher bestimmt und invasiv oder unter Körperberührung angewendet werden, sind von der Kennzeichnungspflicht gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) ausgenommen.

**2.3 Sonstige Gefahren:**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:** Nicht anwendbar

**ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Chemische Charakterisierung:****Beschreibung:**

Mischung aus Bis-GMA- basierenden Harzen, Katalysatoren, Stabilisatoren und Pigmenten

**Gefährliche Inhaltstoffe:** entfällt

**ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Allgemeine Hinweise:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich  
**Nach Hautkontakt:** mit viel Wasser und Seife waschen  
**Nach Augenkontakt:** mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren  
**Nach Verschlucken:** bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel:****Geeignete Löschmittel:**

CO<sub>2</sub>, Wasser, keine Einschränkungen bei Umgebungsbrand

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Weitere Angaben: siehe Punkt 10 "Stabilität und Reaktivität".

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:**

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** nicht erforderlich**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

nicht in die Kanalisation/Grundwasser gelangen lassen

**6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** mit absorbierenden Materialien aufnehmen**Zusätzliche Hinweise:** -**6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

**ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:****Handhabung:**

Darf nur von Zahnärzten oder zahntechnischen Labors oder in deren Auftrag angewandt werden.

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung**Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:****Lagerung:** Trocken und lichtgeschützt lagern (< 20°C)**Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Dunkel, kühl und trocken**Zusammenlagerungshinweise:** Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.**Weitere Hinweise zu den Lagerbedingungen:** keine**7.3 Spezifische Endanwendungen:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**ABSCHNITT 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung****Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** -**8.1 Zu überwachende Parameter:****Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

**Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:****Persönliche Schutzausrüstung:****Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** normale hygienische Maßnahmen**Atemschutz:** nicht erforderlich**Handschutz:** nicht erforderlich**Augenschutz:** nicht unbedingt erforderlich**ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:****Äußeres Erscheinungsbild****Form:** Fließfähige Paste**Farbe:** Zahnfarben**Geruch:** geruchlosWert/Bereich Einheit Methode**Zustandsänderung****Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** n.a. °C**Siedepunkt/Siedebereich:** n.a. °C**Flammpunkt:** n.a. °C**Selbstentzündlichkeit:** n.a.**Explosionsgefahr:** keine**Dichte:** 1,72 (20°C) g/cm<sup>3</sup>**Dampfdruck:** n.a. mbar**Viskosität:** Fließfähige Paste**pH-Wert:** neutral**Löslichkeit in/Mischbarkeit mit:** wenig löslich in Toluol**Wasser:** unlöslich**Lösemittelgehalt:** keiner**Organische Lösungsmittel:** -**Wasser:** -**Festkörpergehalt:** keiner**9.2 Sonstige Angaben:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.



**ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:****Produkt**

Empfehlung: Kleine Mengen können in ausgehärtetem Zustand zum Hausmüll gegeben werden.

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.

**Ungereinigte Verpackung**

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

**ABSCHNITT 14. Transportvorschriften**

**14.1 UN-Nummer:** -

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** -

**14.3 Transportgefahrenklassen:**

**Landtransport ADR/RID:** kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

**Seeschifftransport IMDG-Code:** kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

**Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR:** kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

**14.4 Verpackungsgruppe:** -

**14.5 Umweltgefahren:** -

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des**

**MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:** -

**ABSCHNITT 15. Vorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**

**Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

**Nationale Vorschriften:** Keine

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben**

**Änderung gegenüber der letzten Fassung:** Anpassung gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die

Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

**Ansprechpartner:**

S. Zimmermann

Tel.: +49 521 8016800